

SCHIZZETTONE SCHIMMELBUSCH 150 CC - metallo



SCHIZZETTONE SCHIMMELBUSCH 150 cc

- Schizzettoni Schimmelbusch affidabili e precisi.
- Completi di 3 cannule e scodellino orecchiale.
- Confezionati in singola scatola di cartone.
- Scatola e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, DK, SE, FI, LT, PL, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG, GR.

Schizzettone Schimmelbusch 150 cc in Ottone per Lavaggi e Irrigazioni ORL

Lo Schizzettone Schimmelbusch 150 cc è uno strumento professionale progettato per procedure di irrigazione e lavaggio in ambito medico e specialistico. Realizzato in ottone di alta qualità, garantisce robustezza, precisione e lunga durata anche in caso di utilizzo frequente all'interno di ambulatori, studi medici e strutture sanitarie.

Grazie alla capacità di 150 cc, questo dispositivo consente un'erogazione controllata dei liquidi durante procedure di irrigazione auricolare e altre applicazioni cliniche. La costruzione accurata assicura un utilizzo pratico e affidabile, mentre il design ergonomico facilita la presa e il controllo durante le manovre operative.

Lo schizzettone viene fornito completo di 3 cannule intercambiabili e scodellino orecchiale, accessori che ne aumentano la versatilità e permettono di adattare lo strumento a diverse esigenze operative. La qualità dei materiali impiegati garantisce resistenza all'usura e semplicità nelle operazioni di pulizia e manutenzione.

Ideale per professionisti sanitari che necessitano di uno strumento preciso e affidabile per procedure di irrigazione e trattamento ORL.

FAQ - Domande e Risposte

Qual è la capacità dello schizzettone?

La capacità è di 150 cc.

In quale materiale è realizzato?

È realizzato in ottone resistente e durevole.

Quali accessori sono inclusi?

Sono incluse 3 cannule intercambiabili e uno scodellino orecchiale.

È adatto per utilizzo professionale?

Sì, è destinato a studi medici, ambulatori e strutture sanitarie.

Può essere utilizzato per irrigazioni auricolari?

Sì, è progettato per procedure di irrigazione e lavaggio in ambito ORL.

Schizzettone Schimmelbusch 150 cc in ottone con 3 cannule e scodellino orecchiale.
Strumento professionale per irrigazioni e lavaggi ORL.