

KIT D'IRRIGAZIONE AURICOLARE PER LAVAGGIO SPRAY OTOCLEAR - bottiglia da 500 ml 1 kit



Spray di lavaggio Otoclear®

- lavaggio manuale e ad intermittenza
- fornisce un maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali
- il design efficiente e pratico consente un utilizzo con entrambe le mani

Comfort del paziente migliorato grazie al design "gentle touch"

Termometro per la temperatura dell'acqua

Il kit include:

1 spray di lavaggio

20 speculum otoclear

1 bacinella.

Made in the USA.