

KIT D'IRRIGAZIONE AURICOLARE PER LAVAGGIO SPRAY OTOCLEAR AQUABOT - bottiglia da 650 ml 1 kit



LAVAGGIO AURICOLARE SPRAY OTOCLEAR AQUABOT® - 650 ml

- flusso continuo senza pompare manualmente
- maggior volume in confronto a siringhe o altri dispositivi manuali
- design efficiente per utilizzo con entrambe le mani

Il kit include: 1 flacone per lavaggio spray, 5 punte Otoclear, 1 bacinella per orecchio

Made in the USA.