

TIRALATTE ELETTRICO



TIRALATTE ELETTRICO SINGOLO

Tiralatte compatti e leggeri per aspirare il latte materno in modo efficiente e discreto. Facili da assemblare, usare e pulire. Forniti con coppetta tiralatte, tettarella con coperchio, biberon con tappo, scatola e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT, DE).

Tutte le parti che entrano in contatto con il latte materno sono prive di BPA e prive di ftalati.

Struttura a 2 fasi, che facilita la stimolazione e l'espressione.

10 livelli di vuoto

Coppetta tiralatte morbida e pratica

Biberon graduato (ml/Oz)

Vuoto Stimolazione: -60 -130 mmHg

Vuoto Espressione: -60 -250 mmHg

Peso: 265 g

Dimensioni: 129 x 129 x 55 mm

Funzionamento: 4 batterie AA non incluse o adattatore CA (opzionale)