

## **CONTAINER CON FILTRO piccolo h150 mm - blu forato**



Container standard con due filtri e fondo perforato: il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).

- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 150 mm
- Fondo perforato
- 2 filtri
- Colore: blu

Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar.

**NON VENDIBILE IN GERMANIA.**