

CONTAINER CON VALVOLA piccolo h 100 mm - rosso



Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato. Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.

- Modello piccolo: 285 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: rosso

Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar.

NON VENDIBILE IN GERMANIA.