

## **CONTAINER CON VALVOLA medio h 100 mm - blu forato**



Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo perforato.

Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.

Il fondo perforato velocizza il processo di sterilizzazione (circa la metà del tempo rispetto un fondo non perforato).

- Modello medio: 465 x 280 mm
- Altezza: 100 mm
- Fondo perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore coperchio: blu

Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar.

**NON VENDIBILE IN GERMANIA.**