

CONTAINER CON VALVOLA grande h 135 mm - grigio



Container "BARRIER SYSTEM" con valvola e fondo non perforato.

Il "Barrier System" è preferibile quando è richiesto un uso continuo dei container, evitando la sostituzione del filtro. La valvola si apre durante la sterilizzazione per permettere l'uscita del vapore.

- Modello grande: 580 x 280 mm
- Altezza: 135 mm
- Fondo non perforato
- Sistema "BARRIER SYSTEM" con valvola
- Colore del coperchio: grigio

Tutti i container sono autoclavabili al massimo a 134°C e 2,2 bar.

NON VENDIBILE IN GERMANIA.