

## **DRUM diametro 150 x h 150 mm**



### **Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.**

- Diametro: 150 mm
- Altezza: 150 mm
- Materiale: Acciaio Inox AISI304

Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco.

I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.

Compatto, robusto e affidabile, rappresenta una soluzione indispensabile per la gestione sterile degli strumenti e dei materiali sanitari in ambito professionale.

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il drum inox?**

*Serve per sterilizzare e conservare materiali medicali in autoclave o sterilizzatrici.*

### **Di che materiale è realizzato?**

*È realizzato in acciaio inox AISI 304.*

### **Può essere utilizzato in autoclave?**

*Sì, è progettato per sterilizzazione a vapore e a secco.*

### **Quali materiali può contenere?**

*Può contenere garze, bende, cotone e altri dispositivi sanitari.*

### **Le prese d'aria sono regolabili?**

*Sì, possono essere chiuse manualmente dopo la sterilizzazione.*

Drum inox AISI 304 diametro 150x150 mm per sterilizzazione in autoclave.

Contenitore professionale per garze, bende e materiali medicali.