

## **DRUM diametro 290 x h 240 mm**



Drum cilindrico per sterilizzazione in autoclave o sterilizzatrice a secco.

- Diametro: 290 mm
- Altezza: 240 mm
- Materiale: Acciaio Inox AISI304

Contenitori cilindrici adatti a sterilizzare medicazioni (garze, bende di cotone, ecc.) in sterilizzatore a vapore (autoclave) o a secco.

I drum hanno un coperchio di chiusura con un efficace sistema di blocco a clip, una maniglia per il trasporto e un sistema di presa d'aria che consente al vapore di circolare liberamente durante il ciclo/processo di sterilizzazione.

Le prese d'aria laterali sono semplici da chiudere manualmente dopo ogni sterilizzazione.