

VASSOIO con COPERCHIO INOX 223x126x45 mm



Vassoio con Coperchio Inox 223x126x45 mm

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0,6 mm

Vassoio strumenti - bordi arrotondati - con coperchio

Dimensioni: 223 x 126 x h 45 mm

- Autoclavabile a 121°C
- AISI 304
- Con coperchio

Vassoio con Coperchio in Acciaio Inox 223x126x45 mm per Strumentario Medico

Il Vassoio con Coperchio in Acciaio Inox 223x126x45 mm è un accessorio professionale progettato per la conservazione, il trasporto e la protezione di strumenti medicali, chirurgici e odontoiatrici. Realizzato in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo di 0,6 mm, offre elevata resistenza alla corrosione, durata nel tempo e massima affidabilità negli ambienti

sanitari.

La struttura con bordi arrotondati facilita le operazioni di pulizia e sanificazione, mentre il coperchio consente di proteggere il contenuto da contaminazioni esterne durante la gestione e lo stoccaggio dello strumentario. Grazie alle sue dimensioni compatte, rappresenta una soluzione pratica per organizzare materiali e dispositivi all'interno di studi medici, ambulatori, cliniche, laboratori e strutture ospedaliere.

Il vassoio è autoclavabile fino a 121°C, caratteristica che permette una sterilizzazione efficace secondo i protocolli sanitari. La qualità dell'acciaio inox AISI 304 garantisce inoltre un utilizzo intensivo e una lunga durata anche in contesti professionali ad alta frequenza operativa.

Ideale per il contenimento di strumenti chirurgici, dispositivi diagnostici e materiali sanitari che richiedono ordine, protezione e igiene.

FAQ - Domande e Risposte

Di quale materiale è realizzato il vassoio?

È realizzato in acciaio inox AISI 304.

Il prodotto include il coperchio?

Sì, il vassoio viene fornito completo di coperchio.

È autoclavabile?

Sì, può essere sterilizzato in autoclave fino a 121°C.

Quali sono le dimensioni del vassoio?

Misura 223 x 126 x 45 mm.

Per quali utilizzi è indicato?

Per la conservazione e l'organizzazione di strumenti e materiali sanitari in ambienti professionali.

Vassoio con coperchio in acciaio inox AISI 304 da 223x126x45 mm.

Autoclavabile fino a 121°C, ideale per strumentario medico e sanitario