

VASSOIO DI MAYO PERFORATO ACCIAIO INOX - 350x252x16 mm



VASSOIO DI MAYO PERFORATO ACCIAIO INOX

Vassoio di Mayo - poco profondo

- Perforato
- Dimensioni: 350 x 252 x h 16 mm
- Autoclavabile a 121°C

Strumentario in acciaio inox AISI 304 con spessore minimo 0.6 mm

**Vassoio di Mayo Perforato in Acciaio Inox 350x252x16 mm per Strumentario
Medicale**

Il Vassoio di Mayo Perforato in Acciaio Inox 350x252x16 mm è un accessorio professionale progettato per il contenimento, l'organizzazione e la sterilizzazione di strumenti medicali e

chirurgici. Realizzato in acciaio inox AISI 304 di elevata qualità, garantisce resistenza alla corrosione, lunga durata e massima affidabilità negli ambienti sanitari.

La struttura perforata favorisce il passaggio uniforme di acqua, vapore e soluzioni detergenti durante le procedure di lavaggio e sterilizzazione, contribuendo a mantenere elevati standard di igiene. Le dimensioni di 350 x 252 x 16 mm lo rendono adatto al trasporto e alla gestione di strumenti chirurgici, dispositivi medicali e materiale sanitario in ambulatori, studi medici, sale operatorie, cliniche e strutture ospedaliere.

Il bordo rialzato consente di contenere in sicurezza gli strumenti durante le fasi operative e di preparazione. Il vassoio è inoltre autoclavabile fino a 121°C, caratteristica che ne facilita il riutilizzo in conformità ai protocolli di sterilizzazione professionale.

Grazie alla robustezza dell'acciaio inox e alla praticità del design perforato, rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze quotidiane di personale sanitario, infermieristico e operatori del settore medicale.

FAQ - Domande e Risposte

Quali sono le dimensioni del vassoio?

Le dimensioni sono 350 x 252 x 16 mm.

In quale materiale è realizzato?

È costruito in acciaio inox AISI 304.

È adatto alla sterilizzazione in autoclave?

Sì, è autoclavabile fino a 121°C.

A cosa serve la struttura perforata?

Favorisce il passaggio di acqua e vapore durante lavaggio e sterilizzazione.

Può essere utilizzato in ambito chirurgico?

Sì, è indicato per strumenti medicali e chirurgici in ambienti professionali.

Vassoio di Mayo perforato in acciaio inox AISI 304 da 350x252x16 mm.

Autoclavabile a 121°C, ideale per strumenti medicali e chirurgici.