

## **Contenitore Urine 120 ml con Tappo a Vite - Bulk Conf. 300 pezzi**



Contenitore per le urine in polipropilene con scala graduata, dotato di tappo rosso a vite ed etichetta traslucida.

Capacità: 120 ml

Quantità: Scatola da 300 pezzi.

Un manuale d'istruzioni multilingue in ogni confezione: GB, FR, IT, ES, PT.

Il contenitore urine da 120 ml con tappo a vite è un dispositivo monouso progettato per la raccolta, il trasporto e la conservazione di campioni urinari in ambito medico, diagnostico e laboratoristico. Realizzato in polipropilene resistente, garantisce sicurezza, praticità e affidabilità durante le operazioni di raccolta dei campioni biologici.

Il contenitore è dotato di scala graduata ben visibile, utile per facilitare la valutazione della quantità di campione raccolto. Il tappo rosso a vite assicura una chiusura ermetica che riduce il rischio di fuoriuscite durante il trasporto o la manipolazione del campione.

Grazie alla superficie traslucida, il contenitore consente una rapida verifica visiva del contenuto, mentre l'etichetta dedicata permette l'identificazione del paziente e del campione in modo chiaro e sicuro. Questo lo rende particolarmente adatto all'utilizzo in laboratori di analisi, ospedali, ambulatori medici, cliniche e strutture sanitarie.

La confezione bulk da 300 contenitori rappresenta una soluzione conveniente per strutture sanitarie con elevato volume di esami diagnostici, garantendo disponibilità costante di contenitori monouso per la raccolta dei campioni.

Grazie alla combinazione di resistenza, praticità e sicurezza, il contenitore urine da 120 ml è uno strumento indispensabile per le attività di diagnostica e analisi clinica.

### **Caratteristiche principali:**

- Capacità: 120 ml
  - Materiale: polipropilene resistente
  - Tappo rosso a vite per chiusura ermetica
  - Scala graduata per controllo del volume
  - Corpo traslucido per verifica visiva del campione
  - Etichetta per identificazione paziente
  - Ideale per raccolta e trasporto campioni urinari
  - Confezione bulk da 300 pezzi
- 

### **FAQ - Domande e Risposte**

#### **A cosa serve il contenitore urine da 120 ml?**

*È utilizzato per la raccolta e il trasporto di campioni urinari destinati ad analisi diagnostiche.*

#### **Il tappo garantisce una chiusura sicura?**

*Sì, il tappo a vite rosso assicura una chiusura ermetica che riduce il rischio di fuoriuscite.*

#### **Il contenitore è graduato?**

*Sì, dispone di scala graduata per controllare facilmente il volume del campione.*

#### **In quali ambienti viene utilizzato?**

*È utilizzato in laboratori di analisi, ospedali, cliniche e ambulatori medici.*

**Quanti contenitori sono inclusi nella confezione?**

*La confezione bulk contiene 300 contenitori.*

Contenitore urine 120 ml con tappo a vite e scala graduata.

Contenitore monouso in polipropilene per raccolta campioni urinari.

Confezione bulk 300 pezzi.