

## **BACINELLA RENIFORME 200x45 mm - plastica - graduata 500 ml**



### VASSOI E BACINELLE IN PLASTICA AUTOCLAVABILI

Utili per la protezione e la consegna di strumenti sterili nelle sale operatorie, per contenere soluzioni detergenti e per la somministrazione di farmaci e fluidi.

Quattro valide ragioni per scegliere la gamma di contenitori in plastica:

- 50% più economici dei modelli in acciaio inox
- autoclavabili illimitatamente a 135°C
- design moderno e accattivante
- più leggeri dei modelli in acciaio inox

Realizzati in polipropilene, un materiale facile da pulire e resistente alla maggior parte dei prodotti chimici sanitari.