

BACINELLA RENIFORME DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA 700 ml - monouso conf. 450 pz.



BACINELLA RENIFORME MONOUSO 0,65 l - conf. da 450

Dimensioni: 24,7x12,2x4,4 cm

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, leganti per carta e adiuvanti. Sicuri, puliti, atossici e senza lattice. Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010. Sterilizzabili con procedura ETO standard. Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT , ES, PT, DE, PL, RO , GR, SE.

Materiale: pasta di carta modellata

Uso previsto: contenimento e trasporto urina, sangue, vomito

Resistenza: 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici

Smaltimento: biodegradabili

Dispositivo medico: MDR 2017/745 - Classe I non sterili