

BACINELLA DI CARTA DI CELLULOSA RICICLATA 3 l - monouso conf. 100 pz.



BACINELLA MONOUSO 3l - conf. da 100

Dimensioni: 29,9x25,4x10,2 cm

Contenitori monouso per urina e liquidi, realizzati in carta di cellulosa riciclata, faldoni di carta e adiuvanti.

Sicuri, puliti, atossici e senza lattice.

Certificato di biocompatibilità in conformità a ISO 10993-10:2010.

Sterilizzabili con procedura ETO standard.

Istruzioni ed etichetta multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, RO, GR, SE.

Materiale: pasta di carta modellata

Uso previsto: contenimento e trasporto urina, sangue, vomito

Resistenza: 36 ore all'acqua, 4 ore ai liquidi organici

Smaltimento: biodegradabili

Dispositivo medico: MDR 2017/745 - Classe I non sterili