

## SET FERRI PER SUTURA - 12 pezzi



### Set sutura, 12 pezzi.

Contenuto del set:

- Bacinella reniforme 20 cm - media
- Catino 150 ml - medio
- Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm
- Pinza Kocher - retta - 16 cm
- Pinza Kocher - curva - 16 cm
- Pinza per bende (Thumb) - 16 cm
- Pinza English TOE - liscia - 14 cm
- Pinza dentata 1x2 - 14 cm
- Forbici da sutura e legatura- Heath - 15 cm
- Forbici Mayo - rette - 15 cm
- Pinza per tamponi Rampley - retta - 18 cm
- Vassoio strumenti con coperchio 30 x 20 x 5 cm

Il set ferri per sutura da 12 pezzi è una soluzione completa e professionale per interventi di sutura in ambito medico, ambulatoriale e di pronto soccorso. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, garantisce resistenza, durata e facilità di sterilizzazione, assicurando standard elevati di igiene e sicurezza.

Il kit include una selezione di strumenti essenziali per la gestione delle suture, organizzati in modo pratico all'interno di un vassoio con coperchio. Ideale per medici, infermieri e operatori sanitari, consente di avere sempre a disposizione tutto il necessario per interventi rapidi ed efficaci.

La qualità dei materiali e la precisione degli strumenti permettono un utilizzo affidabile anche in contesti professionali intensivi, rendendolo perfetto per strutture sanitarie, ambulatori e attività di emergenza.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Il set è sterile?**

*Generalmente viene fornito non sterile e va sterilizzato prima dell'uso.*

##### **È adatto per uso professionale?**

*Sì, è progettato per ambito medico e sanitario.*

##### **Il materiale è resistente?**

*Sì, è realizzato in acciaio inox di alta qualità.*

##### **Il vassoio è incluso?**

*Sì, è incluso con coperchio per protezione e trasporto.*

##### **Si può autoclavare?**

*Sì, gli strumenti sono sterilizzabili in autoclave.*

Set ferri per sutura 12 pezzi in acciaio inox con vassoio.

Kit completo per ambulatori e pronto soccorso, strumenti sterilizzabili e professionali