

PINZA DE BAKEY AESCULAP - retta - 15 cm - FB411R



STRUMENTI CHIRURGICI AESCULAP

- **Pinza De Bakey 1,5 mm - 15 cm - FB411R**

La pinza De Bakey Aesculap retta 15 cm è uno strumento chirurgico di alta precisione, progettato per garantire una presa delicata e sicura sui tessuti durante le procedure operatorie. Grazie al design con dentatura atraumatica tipica delle pinze De Bakey, consente di manipolare i tessuti senza causare danni, rendendola ideale per chirurgia vascolare e interventi delicati.

Realizzata in acciaio inox di qualità chirurgica, offre resistenza, durata e massima affidabilità anche in contesti operatori intensivi. La finitura ergonomica garantisce una presa stabile e un controllo ottimale durante l'utilizzo.

La lunghezza di 15 cm e la struttura retta la rendono versatile e adatta a diverse applicazioni chirurgiche, assicurando precisione nelle manovre e facilità di utilizzo.

Uno strumento professionale indispensabile per chirurghi e operatori sanitari che richiedono elevati standard qualitativi.

Caratteristiche principali:

Tipologia: pinza chirurgica De Bakey

Lunghezza: 15 cm

Modello: FB411R

Struttura retta per maggiore precisione

Dentatura atraumatica per protezione dei tessuti

Acciaio inox chirurgico resistente e duraturo

Impugnatura ergonomica e antiscivolo

Ideale per chirurgia vascolare e generale

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve una pinza De Bakey?

È utilizzata per afferrare e manipolare i tessuti in modo atraumatico.

È adatta per chirurgia vascolare?

Sì, è particolarmente indicata per questo tipo di interventi.

Il materiale è resistente?

Sì, è realizzata in acciaio inox chirurgico di alta qualità.

Può essere sterilizzata?

Sì, è adatta ai normali processi di sterilizzazione.

È uno strumento professionale?

Sì, destinato a uso medico e chirurgico.

Pinza De Bakey Aesculap retta 15 cm FB411R in acciaio inox chirurgico.

Preso atraumatica e alta precisione per chirurgia vascolare e generale.