


PORTA-AGHI CASTROVIEJO DUROGRIP AESCULAP IN CT - retto - 0,2/18 cm - BM004R



Porta-Aghi Castroviejo Durogrip Aesculap

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP®

- Porta aghi Castroviejo Durogrip in CT - retto - 0,2/18 cm - BM004R

Porta-Aghi Castroviejo Durogrip Aesculap BM004R per Microchirurgia e Chirurgia Specialistica

Il Porta-Aghi Castroviejo Durogrip Aesculap BM004R è uno strumento chirurgico di alta precisione progettato per garantire il massimo controllo durante le procedure di microchirurgia e chirurgia specialistica. Realizzato secondo gli elevati standard qualitativi Aesculap, offre affidabilità, precisione e maneggevolezza nelle operazioni che richiedono

movimenti estremamente accurati.

La struttura leggera e il design ergonomico consentono una presa stabile e confortevole, riducendo l'affaticamento dell'operatore anche durante procedure prolungate. Il sistema Durogrip migliora la sensibilità tattile e il controllo dello strumento, favorendo una gestione precisa dell'ago durante le fasi di sutura più delicate.

Grazie alla configurazione retta e alla lunghezza di 18 cm, il porta-aghi Castroviejo BM004R è particolarmente indicato per interventi in ambito oftalmologico, vascolare, plastico, maxillo-facciale e per tutte le applicazioni microchirurgiche che richiedono elevata precisione operativa.

Costruito in acciaio chirurgico di alta qualità, garantisce resistenza all'usura, sterilizzabilità e lunga durata nel tempo, rappresentando una scelta professionale per ospedali, cliniche, sale operatorie e studi specialistici.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il porta-aghi Castroviejo Durogrip?

È utilizzato per afferrare e guidare gli aghi durante interventi chirurgici ad alta precisione.

In quali specialità viene impiegato?

È particolarmente indicato per microchirurgia, chirurgia oftalmica, vascolare e plastica.

Quali vantaggi offre il sistema Durogrip?

Garantisce maggiore controllo, stabilità e precisione durante la sutura.

Lo strumento è sterilizzabile?

Sì, è realizzato in acciaio chirurgico idoneo ai normali processi di sterilizzazione.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è destinato esclusivamente a strutture sanitarie e professionisti del settore chirurgico.

Porta-Aghi Castroviejo Durogrip Aesculap BM004R da 18 cm per microchirurgia e sutura di precisione.

Strumento professionale in acciaio chirurgico.