


PORTA-AGHI HEGAR-MAYO DUROGRIP AESCULAP IN CT - retto - 18,5 cm - BM066R



Porta Aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap BM066R

STRUMENTI AESCULAP IN CT - DUROGRIP®

- Porta aghi Hegar-Mayo Durogrip in CT - retto - 18,5 cm - BM066R

Porta Aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap BM066R 18,5 cm per Chirurgia Professionale

Il Porta Aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap BM066R è uno strumento chirurgico professionale progettato per garantire una presa sicura e precisa dell'ago durante le procedure di sutura. Realizzato secondo gli elevati standard qualitativi Aesculap, rappresenta una soluzione affidabile per sale operatorie, ambulatori specialistici e strutture

sanitarie che richiedono strumenti di alta precisione.

Questo modello presenta una configurazione retta con lunghezza di 18,5 cm, ideale per numerose applicazioni chirurgiche generali e specialistiche. La tecnologia Durogrip migliora la stabilità dell'ago e contribuisce a ridurre il rischio di slittamenti durante la sutura, consentendo un controllo ottimale anche nelle procedure più delicate.

Costruito con materiali di elevata qualità e progettato per resistere ai processi di sterilizzazione ripetuti, il porta aghi offre una lunga durata operativa e prestazioni costanti nel tempo. L'impugnatura ergonomica con anelli assicura comfort e precisione durante l'utilizzo professionale quotidiano.

Grazie alla combinazione di robustezza, affidabilità e precisione, il Porta Aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap BM066R rappresenta una scelta ideale per chirurghi e professionisti sanitari che ricercano strumenti chirurgici di qualità superiore.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il Porta Aghi Hegar-Mayo BM066R?

È utilizzato per afferrare e guidare l'ago durante le procedure di sutura chirurgica.

Qual è la lunghezza dello strumento?

La lunghezza totale è di 18,5 cm.

Lo strumento è di tipo retto?

Sì, questo modello presenta una configurazione retta.

Cos'è la tecnologia Durogrip?

È una particolare lavorazione che migliora la presa dell'ago e la stabilità durante la sutura.

Può essere sterilizzato?

Sì, è progettato per l'utilizzo professionale e compatibile con i normali processi di sterilizzazione.

Porta Aghi Hegar-Mayo Durogrip Aesculap BM066R da 18,5 cm.

Strumento chirurgico professionale per sutura con presa precisa e affidabile