


## **TELINO CHIRURGICO IN POLIESTERE 90x150cm - azzurro**



### **TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100%**

- **TELO POLIESTERE 90x150 cm - azzurro**

Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie.

#### **Vantaggi:**

- non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi

#### **Adatti a diversi usi:**

- come telo sotto il paziente
- come salvietta
- per tamponare, grazie alle sue proprietà assorbenti

- come pre e post lenzuolo chirurgico grazie alla capacità di mantenere una giusta temperatura corporea

Grazie alla sua composizione, il telino non rilascia particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero compromettere l'igiene e la sicurezza durante gli interventi. Il materiale garantisce elevata resistenza, praticità d'uso e ottime proprietà assorbenti, risultando ideale per numerose applicazioni cliniche e assistenziali.

Il telino chirurgico può essere utilizzato come telo sotto il paziente, come salvietta o come supporto assorbente durante procedure mediche e trattamenti sanitari. Inoltre, grazie alla capacità di contribuire al mantenimento della temperatura corporea, è indicato anche come telo pre e post operatorio.

Le dimensioni 90x150 cm assicurano ampia copertura e versatilità d'impiego, rendendolo adatto a studi medici, sale operatorie, ambulatori e strutture sanitarie professionali.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **Di che materiale è composto il telino chirurgico?**

*È realizzato in poliestere testurizzato 100%.*

##### **Il telino rilascia fibre o polvere?**

*No, è progettato per non rilasciare particelle o fibre di cotone.*

##### **Può essere utilizzato in sala operatoria?**

*Sì, è studiato per utilizzo professionale in ambito chirurgico e sanitario.*

##### **Quali sono le dimensioni del prodotto?**

*Il telino misura 90x150 cm.*

##### **È adatto come telo assorbente?**

*Sì, possiede proprietà assorbenti ideali per utilizzo medico e assistenziale.*

Telino chirurgico in poliestere 90x150 cm azzurro professionale per sala operatoria e ambulatori. Assorbente, resistente e senza rilascio fibre.