


TELINO CHIRURGICO IN POLIESTERE 250x150cm - azzurro



TELI IN POLIESTERE TESTURIZZATI 100%

- TELO POLIESTERE 250x150 cm - azzurro

Studiati per sostituire i classici teli in cotone nelle sale operatorie.

Vantaggi:

- non rilasciano particelle di polvere o fibre di cotone che potrebbero causare infezioni durante gli interventi

Adatti a diversi usi:

- come telo sotto il paziente
- come salvietta
- per tamponare, grazie alle sue proprietà assorbenti
- come pre e post lenzuolo chirurgico grazie alla capacità di mantenere una giusta temperatura corporea