


TELINO CHIRURGICO IN MICRIFIBRA 150x150cm - verde



TELI IN MICROFIBRA (99% poliestere + 1% fibra di carbonio)

- TELO MICROFIBRA 150x150 cm - verde

Le dimensioni del telo possono variare di $\pm 5\%$ a causa del procedimento in fase di produzione

La linea di teli in microfibra è concepita per le sale operatorie.

Le caratteristiche e i vantaggi sono molteplici:

- non assorbono i liquidi, mantenendo il piano operatorio asciutto
- non rilasciano particelle di polvere o fibre che potrebbero causare infezioni ai pazienti

I teli GIMA sono composti da poliestere e fibre di carbonio. L'aggiunta di tali fibre di carbonio serve da protezione contro potenziali scariche elettriche.