

PINZA AURICOLARE HARTMANN - 9 cm



Pinza auricolare Hartmann in acciaio inox - 9 cm

Dimensioni punta:

- lunghezza 11 mm
- larghezza 0,6 mm

La pinza auricolare Hartmann da 9 cm è uno strumento chirurgico di precisione progettato per interventi e manovre in ambito ORL. Utilizzata principalmente per la rimozione di corpi estranei, medicazioni o piccoli materiali all'interno del canale auricolare, garantisce massima accuratezza e controllo durante l'operazione.

Realizzata in acciaio inox di alta qualità, assicura resistenza alla corrosione, lunga durata e perfetta sterilizzabilità, rendendola ideale per ambienti medicali e ambulatoriali. La struttura sottile e la punta fine permettono di operare anche in spazi ristretti con estrema precisione, riducendo il rischio di traumi ai tessuti.

Grazie all'impugnatura ergonomica e al sistema a forbice, offre una presa sicura e stabile, migliorando la maneggevolezza anche durante utilizzi prolungati.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve la pinza auricolare Hartmann?

È utilizzata per rimuovere corpi estranei o effettuare medicazioni nel canale auricolare.

È adatta per uso professionale?

Sì, è progettata per ambulatori, studi medici e ospedali.

Il materiale è resistente?

Sì, è realizzata in acciaio inox, resistente e durevole.

Può essere sterilizzata?

Sì, è completamente sterilizzabile per uso ripetuto.

È facile da utilizzare?

Sì, l'impugnatura a forbice garantisce precisione e controllo.

Pinza auricolare Hartmann 9 cm in acciaio inox per uso ORL.

Precisa, sterilizzabile e professionale per rimozione corpi estranei e medicazioni.