

## **APRIBOCCA MOLT - 11 cm**



### **Apribocca Molt in acciaio inox - 11 cm**

L'Apribocca Molt 11 cm è uno strumento chirurgico professionale utilizzato principalmente in ambito odontoiatrico, chirurgico e ambulatoriale per mantenere aperta la cavità orale durante interventi e procedure mediche. Realizzato in acciaio inox di alta qualità, garantisce elevata resistenza, lunga durata e massima affidabilità anche in caso di utilizzo frequente e sterilizzazioni ripetute.

Grazie alla sua struttura ergonomica con sistema autobloccante, l'apribocca consente di mantenere la bocca del paziente aperta in modo stabile e sicuro, facilitando l'operatività del professionista durante interventi odontoiatrici, chirurgia orale e trattamenti specialistici. La lunghezza di 11 cm offre praticità di utilizzo e ottimo controllo dello strumento durante le procedure.

L'acciaio inox medicale assicura elevati standard igienici e compatibilità con i principali processi di sterilizzazione professionale. Lo strumento è indicato per studi dentistici, cliniche

odontoiatriche, ambulatori chirurgici e strutture sanitarie professionali.

L'Apribocca Molt rappresenta una soluzione affidabile per professionisti che necessitano di strumenti chirurgici robusti, precisi e durevoli.

---

#### **FAQ - Domande e Risposte**

##### **A cosa serve l'apribocca Molt?**

*Serve a mantenere aperta la bocca del paziente durante procedure odontoiatriche o chirurgiche.*

##### **Di che materiale è composto?**

*È realizzato in acciaio inox medicale.*

##### **Lo strumento può essere sterilizzato?**

*Sì, è compatibile con i principali processi di sterilizzazione professionale.*

##### **Qual è la lunghezza dell'apribocca?**

*La lunghezza dello strumento è di 11 cm.*

##### **È adatto per uso professionale?**

*Sì, è progettato per studi dentistici, cliniche e ambulatori specialistici.*

Apribocca Molt 11 cm in acciaio inox per uso odontoiatrico e chirurgico.  
Strumento professionale autoclavabile e resistente per studi medici.