


APRIBOCCA MOLT - 14 cm



Apribocca Molt in acciaio inox - 14 cm

L'Apribocca Molt 14 cm è uno strumento chirurgico professionale progettato per mantenere aperta la cavità orale durante interventi odontoiatrici, chirurgia orale e procedure mediche specialistiche. Grazie alla sua struttura robusta e al sistema autobloccante, consente al professionista di operare con maggiore precisione e stabilità durante il trattamento.

Realizzato in acciaio inox medicale di alta qualità, l'apribocca garantisce elevata resistenza all'usura, lunga durata e compatibilità con i principali processi di sterilizzazione professionale. La misura da 14 cm offre un'apertura più ampia rispetto ai modelli più piccoli, risultando particolarmente indicata per interventi che richiedono maggiore accessibilità e comfort operativo.

La conformazione ergonomica permette un utilizzo pratico e sicuro sia per il professionista sia per il paziente. Lo strumento è ideale per studi odontoiatrici, cliniche dentali, ambulatori chirurgici e strutture sanitarie specializzate.

L'Apribocca Molt in acciaio inox rappresenta una soluzione affidabile per professionisti che necessitano di strumenti chirurgici durevoli, precisi e facilmente sterilizzabili.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve l'apribocca Molt?

Serve a mantenere aperta la bocca del paziente durante procedure odontoiatriche o chirurgiche.

Qual è la lunghezza dello strumento?

L'apribocca ha una lunghezza di 14 cm.

Di che materiale è composto?

È realizzato in acciaio inox medicale resistente e autoclavabile.

Può essere sterilizzato?

Sì, è compatibile con i normali processi di sterilizzazione professionale.

È adatto all'uso professionale?

Sì, è progettato per utilizzo in studi dentistici e ambulatori specialistici.

Apribocca Molt 14 cm in acciaio inox per odontoiatria e chirurgia orale.

Strumento professionale resistente, autoclavabile e di alta qualità.