

FORBICI DEBAKEY POTTS SMITH C.T.-23 cm- ang.60°



STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD

Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 420 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati.

Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.