

## **TAGLIA FILI C.T. - 18 cm - per cavi fino a 1,6 mm**



### **STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO - LINEA GOLD**

Strumenti di alta gamma con morsi in carburo di tungsteno in acciaio inox AISI 410 con punte solidissime fabbricate in Germania che garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi risultati.

Strumenti estremamente affidabili grazie all'elevata resistenza all'uso ed alla corrosione.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.