


PEHA 991080 FORBICI PER EPISIOTOMIA BRAUN-STADLER - 14,5 cm conf. 20 pz.



FORBICI STERILI

- Forbici per episiotomia Braun-Stadler 4,5 cm - 991080 - conf. da 20

Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità.

Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso.

Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici.

Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

L'etichetta autoadesiva sulla confezione facilita l'inserimento rapido e corretto dei dati dei pazienti.

Ottima scelta per strutture sanitarie prive di unità di trattamento.

Riciclabili, possono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri dopo l'uso.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, GR, HU, CZ, SI, RU, Arabo.