


PEHA 991063 PINZA STANDARD PER TESSUTI - retta **- 14 cm conf. 25 pz.**



PINZE STERILI

- Pinza standard per tessuti retta - 14 cm - 991063 - conf. da 25

Strumenti monouso in acciaio inox spazzolato opaco di alta qualità.

Prodotti in Europa, offrono prestazioni, tattilità ed eleganza simili a quelle degli strumenti multiuso.

Sterili, confezionati singolarmente e pronti all'uso per svariati interventi chirurgici.

Consentono un controllo preciso durante le procedure. Il marchio di sicurezza Peha® color lock® consente di differenziarli in modo rapido e affidabile dagli strumenti multiuso.

L'etichetta autoadesiva sulla confezione facilita l'inserimento rapido e corretto dei dati dei pazienti.

Ottima scelta per strutture sanitarie prive di unità di trattamento.

Riciclabili, possono essere smaltiti negli appositi contenitori per rifiuti ospedalieri dopo l'uso.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, PL, GR, HU, CZ, SI, RU, Arabo.