


KIT RIMOZIONE SUTURA STERILE conf. 25 pz.



- KIT RIMOZIONE SUTURE - conf. da 25

Il kit include:

Forbici Iris - rette - 11,5 cm

Forbici Adson dentate - 12 cm

Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.

Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta.

Sterilizzazione con raggi gamma.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.