

KIT PROCEDURALE SUTURA STERILE conf. 25 pz.



- KIT DI SUTURA - conf. da 25

Il kit include:

Forbici da legatura Spencer - rette - 9 cm

Pinza Adson dentata - 12 cm

Una linea completa di strumenti monouso in acciaio inox robusto alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.

Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al fine di evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed è confezionato singolarmente in una busta.

Sterilizzazione con raggi gamma.

Istruzioni: GB, FR, IT, ES, DE, PT, PL, NL, SE, HU, GR, Arabo.