

## **BISTURI SWANN-MORTON LAMA INOX N.10 - sterile conf. 10 pz.**



### **BISTURI SWANN-MORTON CON LAMA IN ACCIAIO INOX STERILE**

Bisturi con manico in plastica e lama in acciaio inox, confezionati singolarmente in una busta sterilizzata in scatola da 10 pezzi.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel Regno Unito: l'utilizzo di acciaio di alta qualità rende i prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi controlli di qualità che assicurano una tenuta e un'affidabilità impareggiabili. Per questo Swann-Morton è la scelta preferita di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.

La lama N.10 è particolarmente indicata per incisioni precise e controllate in ambito chirurgico, ambulatoriale e specialistico. Ogni bisturi viene confezionato singolarmente in

busta sterile per garantire elevati standard igienici e sicurezza durante l'utilizzo professionale.

I bisturi Swann-Morton sono riconosciuti a livello internazionale per la qualità costruttiva, l'affilatura precisa e l'affidabilità, risultando una scelta apprezzata da medici, chirurghi e operatori sanitari. La confezione da 10 pezzi è ideale per strutture sanitarie, ambulatori e studi professionali.

---

## **FAQ - Domande e Risposte**

### **A cosa serve il bisturi Swann-Morton N.10?**

*È indicato per incisioni chirurgiche e procedure mediche di precisione.*

### **La lama è in acciaio inox?**

*Sì, il bisturi è dotato di lama sterile in acciaio inox.*

### **Il prodotto è sterile?**

*Sì, ogni bisturi è confezionato singolarmente in busta sterile.*

### **È monouso?**

*Sì, è progettato per utilizzo singolo professionale.*

### **La confezione contiene 10 pezzi?**

*Sì, il prodotto è venduto in confezione da 10 bisturi sterili.*

Bisturi Swann-Morton lama inox N.10 sterile conf. 10 pezzi.

Strumento chirurgico monouso professionale per incisioni precise e sicure.