

BISTURI SWANN-MORTON LAMA INOX N.10 - sterile conf. 10 pz.



BISTURI SWANN-MORTON CON LAMA IN ACCIAIO INOX STERILE

Bisturi con manico in plastica e lama in acciaio inox, confezionati singolarmente in una busta sterilizzata in scatola da 10 pezzi.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Le lame e i bisturi monouso Swann-Morton sono rinomati per la loro qualità eccelsa, per la loro precisione, robustezza e affidabilità. La produzione Swann-Morton avviene nel Regno Unito: l'utilizzo di acciaio di alta qualità rende i prodotti estremamente taglienti. Vengono effettuati severi controlli di qualità che assicurano una tenuta e un'affidabilità impareggiabili. Per questo Swann-Morton è la scelta preferita di numerosi professionisti del settore medico in tutto il mondo.