

BISTURI DI SICUREZZA SWANN-MORTON LAMA INOX N.10 - sterile conf. 25 pz.



BISTURI DI SICUREZZA SWANN MORTON CON LAMA RETRAIBILE INOX

- Bisturi monouso - lama 10 - sterile

Scatola multilingua: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE.

Le lame e i bisturi Swann-Morton sono rinomati per qualità, precisione e affidabilità eccezionali. Swann-Morton produce nel Regno Unito usando acciaio di altissima qualità in grado di assicurare prestazioni di taglio eccezionali. Rigorose procedure di controllo della qualità assicurano un'incomparabile consistenza e affidabilità della lama. Questo è il motivo per cui Swann-Morton è la scelta preferita di molti professionisti medici in tutto il mondo.

Made in the UK.