

## **BISTURI DIAMANTINE LAMA INOX N.21 - sterile conf. 10 pz.**



BISTURI DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI - sterili

- Bisturi - lama 21
- Sterili

Lama con tagliente ad alte prestazioni, con affilatura molto elevata e durevole.

- l'impugnatura con presa facilitata agevola l'azione di taglio e il controllo della linea di incisione
- ogni impugnatura ha un righello graduato di 6 cm per aiutare a determinare la lunghezza dell'incisione (solo indicativa)
- la guaina protettiva copre la lama per evitare tagli accidentali
- senza lattice e ftalati

Impugnatura con presa facilitata.

Lama Diamantine rivestita ad alte prestazioni in acciaio inox.

Durezza Vickers superiore a 2.500

La misura è indicata chiaramente sulla lama e sull'impugnatura per facilitare l'identificazione.