

## **LAMA GOUGE GIMA - N. 3 - sterile conf. 50 pz.**



### **LAME SGORBIE IN ACCIAIO AL CARBONIO - sterili**

Lame sgorbie chirurgiche sterili utilizzate dai podologi per mani, piedi e cura della pelle.

Ogni lama è sterilizzata mediante raggi gamma, protetta da carta VCI e inserita in una bustina ad apertura rapida.

Le lame sgorbie si possono inserire nel manico n. 3 e nel manico speciale.

Ampia gamma di misure.