

LAME BISTURI PARAGON N.11 - monouso sterili conf. 100 pz.



LAME BISTURI "PARAGON" INOX - monouso sterili

- Lame 11

Lame in acciaio inox inglese di alta qualità, assicurano un'ottima affilatura ed un perfetto controllo durante il taglio.

Confezionate singolarmente in lamina metallica.

Sterilizzate a raggi gamma.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

Made in the UK.

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

Made in the UK.