

BISTURI PARAGON N.15T - monouso sterili conf. 10 pz.



BISTURI "PARAGON" CON LAMA INOX - monouso sterili

- Lama 15T

La presa sull'impugnatura di plastica permette di effettuare incisioni lunghe e precise.

Confezionati singolarmente in bustine sterili, con rinforzo a protezione della lama e in scatole da 10 pezzi

Scatola multilingue: GB, FR, IT, ES, DE, DK, NL, GR, PT, PL, FI, RU, NO, SE

Made in the UK.