


## **LAME GIMA CARBONIO No. 23 STERILI conf. 100 pz.**



LAME MONOUSO GIMA - sterili - dispenser da 100 lame

- Acciaio al carbonio

Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità.

Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005.

Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio.

Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI.

La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della busta e sulla confezione unitaria.

Scatola ed istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, SE, FI, DK, RO, BG, GR, HR, SI, Arabo.

Certificato MDR.