


## **LAME DIAMANTINE INOX N. 11 - sterili conf. 100 pz.**



LAME MONOUSO GIMA - sterili - dispenser da 100 lame

- Acciaio inox Diamantine

### **LAME DIAMANTINE™ AD ALTE PRESTAZIONI**

Lame affilatissime di alta qualità con rivestimento in nitruro di zirconio fuso sul tagliente per soddisfare i requisiti chirurgici più rigorosi.

Tagliente durevole che rimane affilato anche dopo innumerevoli incisioni.

Il materiale simile a diamante crea un tagliente molto duro che non si smussa neanche a seguito degli impieghi più impegnativi.

Biocompatibili e altamente resistenti alla corrosione.

Compatibili con i portalame autoclavabili n. 3 e n. 4.

Acciaio inox, sterili.

Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005.

Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio.

La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della busta e sulla confezione unitaria.

Scatola ed istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, SE, FI, DK, RO, BG, GR, HR, SI, Arabo.

Certificato MDR.