

Lame Chirurgiche Monouso Bisturi GIMA N.10 - Inox - Sterili - Conf. 100 Pezzi



LAME MONOUSO GIMA N. 10 - sterili - dispenser da 100 lame - Acciaio inox

Le lame chirurgiche sono disponibili in acciaio al carbonio o in acciaio inox di alta qualità.

Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH STANDARDS BS 2982:1992 ed ISO 7740:1985, ISO 7153-1: 1991, EN 10088-3: 2005.

Ogni lama è marchiata e confezionata in una busta di alluminio.

Le lame in fibra di carbonio sono protette da un foglio VPI.

La dimensione è identificabile chiaramente sul retro della busta e sulla confezione unitaria.

Scatola ed istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, HU, SK, SE, FI, DK, RO, BG, GR, HR, SI, Arabo.

Certificato MDR.

Il dispenser da 100 pezzi è ideale per ospedali, cliniche, ambulatori medici e studi professionali con elevato volume di utilizzo.

Dispositivo medico conforme alla normativa MDR, destinato esclusivamente a uso professionale sanitario.

FAQ - Domande e Risposte

Quante lame contiene la confezione?

La confezione include 100 lame sterili.

Le lame sono sterili?

Sì, ogni lama è confezionata singolarmente in blister sterile.

In che materiale sono realizzate?

In acciaio inox o acciaio al carbonio di alta qualità.

Sono conformi alle normative?

Sì, rispettano standard internazionali ISO e British Standards.

Sono adatte per uso professionale?

Sì, sono destinate esclusivamente a uso medico professionale.

Lame bisturi GIMA N. 10 inox sterili conf. 100 pezzi. Acciaio di alta qualità, blister singolo, conformi a standard ISO per uso medico professionale.