

BISTURI MONOUSO N. 11 STERILI conf. 10 pz.



BISTURI MONOUSO "GIMA" - sterili - MODELLO STANDARD

Lama in acciaio inox saldata all'interno di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.

I bisturi monouso n. 11 sterili sono strumenti chirurgici di precisione progettati per incisioni accurate e controllate. Dotati di lama affilata in acciaio inox e manico ergonomico in ABS, garantiscono sicurezza, maneggevolezza e affidabilità durante ogni procedura.

Il modello n. 11 è particolarmente indicato per incisioni puntiformi e lavori di precisione, risultando ideale in ambito chirurgico, ambulatoriale, dermatologico e podologico. Ogni bisturi è confezionato singolarmente sterile, pronto all'uso, riducendo il rischio di contaminazione e migliorando l'efficienza operativa.

La soluzione monouso elimina la necessità di sterilizzazione post-utilizzo, assicurando praticità e massima igiene in ogni contesto sanitario.

Caratteristiche principali

Bisturi monouso sterile
Lama n. 11 in acciaio inox ad alta precisione
Manico ergonomico in ABS leggero e antiscivolo
Ideale per incisioni puntiformi e di precisione
Confezionati singolarmente sterili
Pronti all'uso, senza necessità di sterilizzazione
Elevato standard igienico e sicurezza operativa
Adatti per uso medico, ambulatoriale e specialistico

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il bisturi n. 11?

È indicato per incisioni precise e puntiformi.

Sono sterili?

Sì, ogni bisturi è confezionato sterile singolarmente.

Si possono riutilizzare?

No, sono dispositivi monouso.

In quali ambiti si usano?

Chirurgia, ambulatori, dermatologia e podologia.

Il manico è ergonomico?

Sì, progettato per una presa sicura e confortevole.

Bisturi monouso n.11 sterili conf. 10 pz con lama in acciaio inox e manico ergonomico.
Ideali per incisioni precise in ambito medico e ambulatoriale.