

## **CURETTE DERMATOLOGICHE GIMAdiametro 7 mm conf. 10 pz.**



Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

- Curette dermatologiche: Ø 7 mm

Lama in acciaio inossidabile.

Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa.

Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Ampia gamma di misure disponibili.

Aree cliniche: dermatologia, chirurgia, podologia, oncologia, veterinaria.

Scatola e istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arab.

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.