

CURETTE BIOPSIA-PUNCH GIMA diametro 2,5 mm conf. 10 pz.



Curette sterili, pronte all'uso che, essendo monouso, eliminano le operazioni di riaffilatura e di sterilizzazione proprie di quelle riutilizzabili.

- Curette biopsia: Ø 2,5 mm
- Lama: 8 mm

Lama in acciaio inossidabile.

Manico pratico ed ergonomico per facilitare la presa.

Misura marchiata su ogni curette per agevolare l'identificazione.

Ampia gamma di misure disponibili.

Le curette sono confezionate singolarmente in blister trasparenti.

Aree cliniche: dermatologia, ginecologia, podologia.

Scatola e istruzioni multilingua: GB, FR, IT, ES, PT, DE, PL, GR, RU, FI, SE, NL, RO, BG, HR, HU, NO, Arab.

Il filo della lama senza giunte in acciaio inox assicura una superficie costantemente regolare di taglio ed una qualità ottimale.