

## CURETTE DERMATOLOGICHE KAI diametro 2 mm conf. 20 pz.



Curette dermatologiche monouso Ø 2 mm

Curette per dermatologia dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti molli o deboli e manico ergonomico in plastica.

Misura marchiata su ogni curette per un'agevole identificazione. Non necessitano di affilatura e di sterilizzazione. Ampia scelta di dimensioni.

Utilizzate nelle seguenti procedure chirurgiche: carcinoma di una cellula basale, verruche, ed asportazioni di ogni altra neoplasia benigna della pelle in dermatologia, chirurgia, podiatria, veterinaria.

LATEX FREE

Made in Japan.