

CURETTE DERMATOLOGICHE STIEFEL diametro 7 mm conf. 10 pz.



Curette dermatologiche Stiefel

Pronte all'uso, sterili, confezionate singolarmente.

Dotate di lama in acciaio inossidabile molto affilata per tessuti soffici, con manico ergonomico in plastica per una presa migliore.

La misura è marchiata su ogni curette per agevolarne l'identificazione.

- Codice Stiefel: STIEF-CUR7
- Curette dermatologiche: Ø 7 mm
- STERILE