

KIT RASOIO 3M 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)



KIT RASOIO 3M™ 9667L-E (RASOIO + CARICABATTERIE)

Il rasoio chirurgico 3M con la sua unica testina rotante (se utilizzato con le lame 3M 9660 codice 27055) è un dispositivo sicuro, affidabile e facile da usare, che garantisce una pratica rasatura per i pazienti.

Manico ergonomico con testina rotante e caricabatterie.

Disponibili due tipi di lame di ricambio

- LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9660 - rotanti (cod. 27055)
- LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ 9690 - non rotanti (cod. 27056)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LAME cod. 27055

- Testina girevole
- Impugnatura ergonomica
- Lama facile da inserire

- Taglia tutti i tipi di capelli o di peli del corpo, bagnati o asciutti, in un'unica passata
- La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
- Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia
- Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
- Immersibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione ipx7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO CON LAME cod. 27056

- Impugnatura ergonomica
- Lama facile da inserire
- Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neuro
- La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
- Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia
- Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
- Immersibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione ipx7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)