

## **LAME RASOIO 3M 9690 - non pivottanti conf. 20 pz.**



LAME RASOIO CHIRURGICO 3M™ - 9690 - non rotanti, per neurochirurgia

Ricambio per rasoio chirurgico 3M™ codice 27054

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL RASOIO CHIRURGICO (cod. 27054) CON LAME NON PIVOTTANTI:

- Impugnatura ergonomica
- Lama facile da inserire
- Rimuove rapidamente ed efficacemente i capelli nei casi di trauma e neuro
- La lama di taglio lontana dalla pelle minimizza il rischio di tagli, riducendo il rischio di infezioni del sito chirurgico
- Batteria agli ioni di litio, di lunga durata, con carica batterie dotato di relativa spia
- Circa 160 minuti di autonomia per una ricarica di quattro ore
- Immersibile per una facile pulizia (soddisfa la valutazione ipx7 di immersione in acqua non più profonda di 1 m per un massimo di 30 minuti)