

RASOIO CHIRURGICO - monolama conf. 100 pz.



RASOIO CHIRURGICO - monolama conf. 100 pz.

Rasoi monouso non sterili con lama in acciaio inox

- Monolama in acciaio inox - 98,6 x 41 mm
- Lunghezza della lama 35 mm

Tutti i rasoi sono forniti in un dispenser multilingue: GB, FR, IT, ES, PT, DE, NL, GR, PL, SE, DK, RO, HR, FI, SI, LV, CZ, HU, BG, Arabic.

Ideale per ospedali, ambulatori, cliniche, studi medici e strutture sanitarie, il rasoio chirurgico è confezionato in pratico dispenser da 100 pezzi per un utilizzo professionale frequente.

FAQ - Domande e Risposte

A cosa serve il rasoio chirurgico monolama?

Serve per la rasatura preoperatoria e la preparazione della pelle in ambito sanitario.

La lama è in acciaio inox?

Sì, il rasoio è dotato di lama monolama in acciaio inox.

Il prodotto è monouso?

Sì, è progettato per utilizzo singolo professionale.

È adatto per ospedali e ambulatori?

Sì, è ideale per strutture sanitarie e utilizzo medico professionale.

La confezione contiene 100 pezzi?

Sì, il dispenser include 100 rasoi monouso.

Rasoio chirurgico monolama monouso conf. 100 pezzi con lama in acciaio inox.

Ideale per rasatura preoperatoria e preparazione cutanea professionale.